



МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

№ ИМ-7.115033

Настоящее удостоверение выдано

ООО Бел-Медикон УНП:690821649, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ

и является подтверждением того, что Министерством здравоохранения Республики Беларусь зарегистрированы

Материалы упаковочные и контролирующие для стерилизации одноразовые, ТУ ВУ 690821649.008-2023,;

см. приложение, всего номеров регистрации - 1

Тип: изделия медицинского назначения

Производитель:

ООО Бел-Медикон УНП:690821649, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ. Адрес: 222322, Минская обл., Молодечненский р-н, г.п. Радошковичи, ул. Заславская, 2

Производственная площадка:

ООО Бел-Медикон, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ. Адрес: 222322, Минская обл., Молодечненский р-н, г.п. Радошковичи, ул. Заславская, 2

и разрешены к производству, реализации и медицинскому применению на территории Республики Беларусь

В соответствии с инструкцией по использованию

Регистрационный номер: **Мн-7.1200338-2206**

Регистрационное удостоверение не является обязательством к закупке данных изделий медицинского назначения.

Дата государственной регистрации:

18.12.2023 г.

Действительно до:

бессрочно

Заместитель Министра



Б. Н. Андросюк

Берташюс ЕВ

№ 0038839

ПРИЛОЖЕНИЕ К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ № ИМ-7.115033

Всего наименований:

1

Страница: 2

Страниц: 2

Изготовитель: **ООО Бел-Медикон УНП:690821649, РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ**

№	Номер регистрации	Наименование, нормативный документ, код:
---	-------------------	--

1 | Мн-7.1200338-2206 | Материалы упаковочные и контролирующие для стерилизации одноразовые, ТУ BY 690821649.008-2023,

варианты исполнения:

- пакет бумажный плоский и со складкой самозапечатывающийся крафт с химическим индикатором 1 класса, типоразмер: длина/ширина от 50 до 750 мм;
- пакет бумажный плоский и со складкой самозапечатывающийся влагостойкий с химическим индикатором 1 класса, типоразмер: длина/ширина от 50 до 750 мм;
- лента герметизирующая самоклеющаяся с химическими индикаторами 1 класса, типоразмер: длина от 5 до 100 м/ ширина от 12 до 28 мм;
- пакет плоский и со складкой термосвариваемый (бумага/пленка), типоразмер: длина/ширина от 40 до 750 мм;
- пакет плоский и со складкой термосвариваемый (нетканый материал/пленка), типоразмер: длина/ширина от 40 до 750 мм;
- пакет плоский термосвариваемый (материал Тайвек/пленка), типоразмер: длина/ширина от 40 до 750 мм;
- пакет плоский и со складкой самозапечатывающийся (бумага/пленка), типоразмер: длина/ширина от 40 до 750 мм;
- рулон плоский и со складкой термосвариваемый (бумага/пленка), типоразмер: ширина от 40 до 750 мм/ длина от 20 до 500 м;
- рулон плоский и со складкой термосвариваемый (нетканый материал/пленка), типоразмер: ширина от 40 до 750 мм/ длина от 20 до 500 м;
- рулон плоский термосвариваемый (материал Тайвек/пленка), типоразмер: ширина от 40 до 750 мм/ длина от 20 до 500 м;
- типа Бови-Дик тест с химическим индикатором 2 класса для контроля на проникновение водяного пара и удаление воздуха в паровых стерилизаторах: БДт 120/25, БДт 120/45, БДт 121/15, БДт 126/20, БДт 132/13, БДт 132/20, БДт 134/3,5, БДт 134/4, БДт 134/5, БДт 134/7;
- индикатор химический для контроля эффективности очистки медицинских изделий типа Азопирам водный, набор: реагент №1 (объем от 50 до 5000 мл) и реагент №2 (объем от 50 до 5000 мл);
- индикатор химический для контроля эффективности очистки медицинских изделий типа Азопирам спиртовой, набор: реагент №1 (объем от 50 до 5000 мл), реагент №2 (объем от 50 до 5000 мл) и реагент №3 (объем от 50 до 5000 мл);
- индикатор химический для контроля эффективности очистки медицинских изделий типа Судан III, объем от 50 до 5000 мл.

Всего наименований: 1

Заместитель Министра



Б. Н. Андросюк